

ІНФОРМАЦІЙНА БРОШУРА
ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ ТА РІДНИХ

Що таке медична сигналізація і технологія визначення місця розташування?



Медична сигналізація

Медична сигналізація- це тривожна кнопка, яку ви носите вдома на ший або на зап'ясті.

Тривожна кнопка підключена до пульта управління для забезпечення двостороннього зв'язку з Центром реагування.

До цього пульта управління також можна підключити датчики диму та інші датчики. Цей тип медичної сигналізації можна використовувати лише всередині приміщень.



Мобільна медична сигналізація

Мобільну медичну сигналізацію можна використовувати як всередині приміщень, так і на вулиці. Пристрій містить як мікрофон, так і динамік. На відміну від звичайної медичної сигналізації, яку можна використовувати лише в приміщенні, мобільна медична сигналізація працюватиме незалежно, оскільки використовує мобільну мережу у надсиланні сповіщень. Пристрій

визначає місцезнаходження за допомогою GPS. Рішення має кнопку екстреного виклику, яку ви можете натиснути, якщо вам потрібна допомога. Після активації повідомлення буде надіслано до Центру реагування, і відповідно зателефонують на вашу мобільну сигналізацію.

Якщо сигналізація спрацює, Центр реагування визначить місце вашого знаходження.

Технологія визначення місцезнаходження (GPS)

Технологія визначення місцезнаходження— це мобільна медична сигналізація для тих, хто має деменцію або інші проблеми з орієнтацією, але любить бути активними. Вона також може бути актуальною для людей, чие місцезнаходження потрібно швидко визначити, наприклад, якщо вони виходять з дому вночі або у невідповідному одязі.

Є можливість створити віртуальний паркан (Geofence). Це територія, де ви можете вільно пересуватися без надсилання повідомлення.

Перевищення цих обмежень призведе до надсилання повідомлення до Центру реагування. Можна встановити двосторонній зв'язок, і ваше місцезнаходження буде відображене. Медична служба також може укласти з вами угоду на певний час, коли має бути визначено місцезнаходження. Ваші родичі мають доступ до програми визначення місцезнаходження.

Перед виділенням муніципалітет має вивчити потребу в цій технології та підготувати рішення в рамках чинного законодавства.



Більше інформації можна отримати в службі охорони здоров'я та догляду вашого муніципалітету.



ВІДЕО – МОБІЛЬНА МЕДИЧНА СИГНАЛІЗАЦІЯ

Відсканувавши цей QR-код за допомогою телефону, ви можете переглянути відео "Мобільна медична сигналізація"



RESPONSSENTERET – ВАШ ПРИЙМАЧ СИГНАЛУ ТРИВОГИ

Відсканувавши цей QR-код за допомогою телефону, ви можете переглянути презентацію Responssenteret.